

Epidémie Covid-19

Bionettoyage de l'UMH après transport

Version 1 – 09 mars 2020

PROTECTION DU PERSONNEL

- L'agent qui réalise le bionettoyage de l'UMH doit porter un Equipement de Protection Individuelle (EPI) :
 - masque chirurgical
 - coiffe : charlotte, calot ...
 - surblouse imperméable à usage unique (UU) à manches longues ou surblouse UU à manches longues + un tablier plastique si activité mouillante
 - gants à usage unique

BIONETTOYAGE DE L'UMH

- Les procédures habituelles des bionettoyage doivent être scrupuleusement respectées pour le traitement de l'UMH et du matériel réutilisable.
- Aérer l'UMH 15 minutes, si possible.
- Utiliser un produit revendiquant la norme de virucidie (EN 14476).
- Respecter le temps de contact préconisé par le fabricant.
- Eliminer les déchets et l'EPI dans la filière DASRIA.

Dispositifs médicaux ou matériel immergeable	Stéthoscope, lunettes de protection, ...	Détergent-désinfectant pour les DM : type Anios Clean Excel D® <i>Dilution : 25 ml dans 5 L d'eau</i> Laisser tremper 15 minutes puis rincer
Dispositifs médicaux ou matériel non immergeable	Tout le matériel utilisé ou touché pendant l'intervention : scope, respirateur, brancard, ...	Détergent-désinfectant pour les surfaces : type Surfa'safe Premium® : <i>spray prêt à l'emploi</i> ou Surfanios Premium® : <i>20 ml dans 8 L d'eau (ou 5 ml dans 2 L d'eau)</i> Ne pas rincer et respecter le temps de temps de contact : attendre le séchage complet
Cellule UMH	Sol et surfaces	Surfanios Premium® : <i>20 ml dans 8 L d'eau (ou 5 ml dans 2 L d'eau)</i> Ne pas rincer et respecter le temps de temps de contact : attendre le séchage complet

BIONETTOYAGE DU RESPIRATEUR

- Utiliser systématiquement un filtre en sortie respiratoire
- Après utilisation : éliminer et changer toutes les pièces à UU : filtres, valves, capteurs, circuits ...
- Nettoyer-désinfecter toute la surface du respirateur avec un produit détergent-désinfectant (type Surfa'safe Premium® spray prêt à l'emploi)

DANS TOUTES LES SITUATIONS

Respecter les précautions standard, y compris pour réaliser le bionettoyage, notamment :

- Port de gants et tablier pour tout contact avec des déchets, du linge sale ou des liquides biologiques.
- Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique dès le retrait des gants et à la fin du bionettoyage.
- Eviter de se toucher le visage pendant le bionettoyage

TEXTES DE REFERENCE

- *Avis relatif au traitement du linge, au nettoyage d'un logement ou d'une chambre d'hospitalisation d'un patient cas confirmé à SARS-CoV-2 et à la protection des personnels. HCSP 18 février 2020.*
- *Le tri des déchets DASRIA/DMA – recommandations du CLIN Central AP-HP 2019*

REDACTION	VALIDATION	APPROBATION
SOUYRI Valérie Service de Prévention du Risque Infectieux- Siège APHP <i>Signature sur l'original papier</i> Date de rédaction : 09 Mars 2020	Dr. FOURNIER Sandra Service de Prévention du Risque Infectieux-Siège APHP <i>Signature sur l'original papier</i> Date de validation : 09 Mars 2020	Christine GUERI Directrice département Qualité Partenariat Patient- Siège APHP <i>Signature sur l'original papier</i> Date d'approbation : 09 mars 2020
Destinataires :	<i>Equipes Opérationnelles d'Hygiène, Présidents de CLIN, Directeurs Qualité</i>	