

Utiliser le protocole COVID₂ de covi dom




Le dispositif COVIDOM s'étoffe avec un suivi à domicile des patients **sortant d'hospitalisation, placés sous oxygénothérapie avec monitoring à distance par un saturomètre.**

Pour l'utiliser, il convient au préalable se créer ou se connecter à son compte COVIDOM, et demander à être rattaché en plus de l'établissement d'origine à « l'établissement 02 » (inscription-covidom@aphp.fr). Pour toute difficulté, se reporter à la fiche réflexe « Se connecter et inclure ses patients dans COVIDOM » ci-contre.

Inclure vos patients

Veillez à bien **sélectionner « Etablissement Patients 02 »** en haut à droite de l'interface, afin que les patients soient affecté à ce protocole.



Critères d'inclusion :

- Nécessitant O₂ ≤ 2l/min depuis ≥ 48h avec saturation ≥ 94% (phase d'amélioration)
- Avec stabilité 3h sous extracteur d'oxygène
- ≥ J10 d'évolution
- Stable par ailleurs depuis ≥ 48h :
 - FC ≤ 100/min
 - Fr ≤ 22/min
 - Température < 38°C
 - PAS ≥ 100mm Hg
 - Pas de trouble neurologique
- Amélioration des symptômes initiaux
- Non insuffisant respiratoire chronique connu
- Présence d'un entourage et compréhension des signes d'alerte d'appel du 15
- Médecin traitant prévenu et courrier remis au patient



Critères d'exclusion :

- Insuffisant cardiaque
- BPCO
- Hypercapnie
- Insuffisant respiratoire chronique
- Absence de sécurité sociale
- Incapacité/impossibilité à interagir avec interface digitale
- Pas de téléphone portable
- Refus du patient


La formation du patient doit **débuter 24h avant sa sortie** afin qu'il se **familiarise avec la manipulation de l'extracteur et du saturomètre** avec l'équipe soignante hospitalière :

- Si dyspnée >, sensation d'étouffement > ou fréquence respiratoire > : mesure immédiate de la saturation avec objectif ≥ 94%, sinon augmenter le débit jusqu'à la cible puis contrôle dans l'heure
- Si persistance de la gêne et/ou absence d'amélioration de la valeur de la saturation : appel du 15

Fournir l'équipement à domicile à vos patients

Vous avez la possibilité de faire équiper en extracteurs et saturomètres vos patients à leur domicile : il vous suffit de **transférer la fiche d'inclusion** ci-contre à l'adresse covid2.equipement@aphp.fr.

Une plateforme centrale traitera la demande, vous n'avez rien d'autre à faire.



Se connecter et inclure vos patients dans

COVIDOM

L'application COVIDOM est mise à disposition des médecins d'Île-de-France pour assurer le suivi à domicile des patients porteurs ou suspectés Covid-19.

La surveillance est assurée grâce à des questionnaires en ligne, générant des alertes traitées par un **centre régional de télésurveillance** : en y incluant vos patients, vous serez soutenu par le centre qui assurera leur surveillance, tout en disposant d'un état en temps réel vous permettant de reprendre directement contact si vous le souhaitez avec chacun d'entre eux.



Créez votre compte et connectez-vous

Afin de créer et activer votre compte, **un e-mail va vous être / vous a été envoyé** contenant votre login et un lien pour modifier votre mot de passe à la première connexion.

Si vous ne trouvez pas cet e-mail, contactez inscription-covidom@aphp.fr en précisant vos nom, prénom, lieu d'exercice, adresse e-mail et si libéral numéro RPPS afin que le message vous soit (ré)envoyé.



Inclure vos patients

Sur le premier onglet se trouve le « Tableau de bord » de suivi de vos patients : ce tableau est pour votre information, **leur suivi est assuré par le centre régional de télésurveillance**.

Pour inclure un patient, vous devez vous rendre sur l'onglet « **Nouveau suivi** », et renseigner les noms, prénom et date de naissance :

The screenshot shows the COVIDOM web interface. At the top, there are three tabs: 'Tableau de bord', 'Nouveau suivi' (which is highlighted in green), and 'Recherche'. The user's name 'Dominique EPLOIEMENT' is visible in the top right corner. Below the tabs, there is a section titled 'Rechercher un patient existant'. Underneath this title, it says 'Pour créer un patient, remplissez les champs ci-dessous' and 'Les champs marqués d'une * sont obligatoires'. There are three input fields: 'Nom d'usage *', 'Prénom', and 'Date de naissance'. To the right of these fields is a green button labeled 'Rechercher'.

- Si le patient existe déjà dans COVIDOM, vous êtes alors rebasculé sur sa fiche,
- S'il s'agit d'un nouveau patient dans COVIDOM, il est alors créé : une page s'affiche vous invitant à renseigner **son identité complète**, ainsi que **les informations médicales utiles** à son suivi.

Cliquez sur « créez le suivi », **c'est fini !** Le patient reçoit alors une notification pour ouvrir son compte et commencer son suivi à domicile sous surveillance du centre régional de télésurveillance.

Attention :

- *Veillez à bien renseigner la date de naissance du patient, elle lui sera utile pour valider son compte,*
- *Veillez à bien renseigner les numéros de téléphone et e-mail (si possible d'un proche également), qui conditionnera la capacité du centre régional de télésurveillance à joindre le patient,*
- *Le centre régional de télésurveillance est joignable au numéro 01 40 27 35 73.*